

非接触手持ち眼圧計

# トノケア



非接触手持ち眼圧計

# トノケア

最新の手持ち眼圧計

## 軽量小型・ポータブル

本体は軽量小型（約1kg）でどこへでも持ち運び可能。

## カンタン操作

ファインダーを覗き、眼に指標を合わせるだけで自動的にエアが噴出され、眼圧が自動計測されます。

## どのような患者の姿勢にも対応

どのような姿勢（車いす、ベッド等）の患者にも眼圧測定が可能です。



ファインダーを覗くと、眼との位置合わせ用にポジショニングリングと計測ブラケットが表示されます。

## 最小限のランニングコスト

手持ち眼圧計で必要であったランニングコストはかかりません（印刷用紙除く）。

## 優れた精度

位置検出やパフコントロールに最先端の光学／センサー技術を使用し、優れた精度を実現しました。

## CCT補正機能

パキメーターで測定した角膜厚で、眼圧値を補正する機能があります。



## ドッキングステーション（標準装備）

トノケア本体の充電用のステーション。プリンターも内蔵し赤外線で本体から送られたデータの印刷が可能です。



眼に優しいライトパフ

コントロールボタン



パフ噴出ウインドウ

赤外トランスミッター



額当て装着時

主な仕様	
計測範囲	5mmHg ~ 50mmHg
計測距離	眼から11mm
大きさ	220 (H) X 136 (W) X 200mm (D) (本体)
重量	1,044 g (本体)
入力電源	100 ~ 240V (50/60 Hz) 4.6 - 7.4 VA
PCインターフェース	USB

2024年5月

モデル	JANコード	商品名	税込価格	税抜価格
2418-P-2000	4582291717479	非接触手持ち眼圧計 トノケア 標準セット (ハンドユニット・ドッキングステーション)	¥1,045,000	¥950,000
2418-P-5001	4582291717486	非接触手持ち眼圧計 トノケア ハンドユニット	¥781,000	¥710,000
2418-P-5002	4582291717493	非接触手持ち眼圧計 トノケア ドッキングステーション	¥275,000	¥250,000

改良のため仕様および外観は予告なく変更することがあります。

認証番号：303AABZX00009000

製造販売元



株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

〒113-0033 東京都文京区本郷3-35-3 本郷UCビル

TEL 03-3815-7787

FAX 03-5802-5931

URL [www.keeler-yna.co.jp](http://www.keeler-yna.co.jp)

E-mail [eigy-bu@keeler-yna.co.jp](mailto:eigy-bu@keeler-yna.co.jp)

製造元

